

DOSIFICADORES DE JABÓN **GW04 03 04 02 Dosificador de jabón 1.500ml**



Descripción del producto

Material: Acero inoxidable AISI304
Funcionamiento: Manual por presión
Acabado: Brillante
Capacidad: 1,5L
Adosado a pared
Válvula anti-goteo
Visor de llenado

Especificaciones técnicas:

El dosificador de jabón de disposición vertical con visor de llenado, está realizado íntegramente en acero inoxidable AISI304 acabado brillante. Su capacidad de llenado de jabón líquido es de 1.500 mililitros. El llenado se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dosificador, pulsando a fondo hasta que la tapa se desbloquea y se abre para llenado. Dispone de un recubrimiento en plástico en el interior para que el jabón nunca esté en contacto con el acero. El dosificador de jabón está dotado de una válvula anti-goteo. El pulsador realizado en fundición con acabado brillante es de funcionamiento manual, por presión. El montaje del mismo se realiza adosado a pared mediante pletina de soporte en acero inoxidable que va fijada a 3 tornillos de acero de rosca directa, cada uno colocado en los extremos de la dicha pletina. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador de jabón es GW04 03 04 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - c.p: 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com.

Características técnicas

Especificaciones del producto


Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado exterior brillante
Capacidad: 1.5l.
Colocación adosada a la pared: vertical
Visor de llenado
Válvula anti-goteo

Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual y envoltorio de Cell Air
- Dimensiones del embalaje individual: 140 x 150 x 220 mm
- Peso del embalaje individual: 0,9 Kg
- Dimensiones del producto: 220 x 150 x 140 mm
- Peso neto del producto: 0,7 Kg
- Unidades por carton: 12
- Unidades por palet: 144 (*)

(*) Altura del palet no superior a 1,1m.

DOSIFICADORES DE JABÓN **GW04 03 04 02 Dosificador de jabón 1.500ml**



Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.

GENWEC[®]
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.